

Nos activités

BMC fournit des produits et des services de haute qualité pour le secteur orthopédique. Dans le cadre d'un partenariat durable avec nos clients professionnels, nous leur proposons trois activités :

1. Production en sous-traitance

a. Atelier bandages :

atelier orthopédique de couture pour vos bandages sur mesure

- lombostats, ceintures abdominales, corsets orthopédiques et vos autres bandages sur mesure
- production en série de vos bandages et accessoires pour vous différencier dans le marché : ceintures auto-grippant, ceintures de pied, ceintures pelviennes, sangles de jambe, genouillères d'immobilisation, pavliks, sacs pour compresses froides, etc.

b. Atelier semelles : pour vos semelles orthopédiques sur mesure

- semelles en cuir & liège, semelles en EVA, semelles de sports, semelles élégantes, semelles pour enfants, pour halux rigidus, pour épine calcanéenne et fasciitis plantaris

c. Atelier de confection flexible

En raison d'une pénurie structurelle de capacité de couture qualifiée, nous constatons chez de nombreuses entreprises orthopédiques, mais aussi dans d'autres secteurs, un besoin croissant de partenaires flexibles et compétents pour la réalisation de travaux sur mesure, de petites et moyennes séries, de composants et de réparations.

Nous travaillons également de plus en plus pour des fabricants actifs dans les secteurs de la sécurité, de la mode et du textile technique. Nous réalisons des petites séries, des prototypes, des pré-séries, des composants ainsi que des réparations. Nous pouvons intervenir aussi bien pour des missions ponctuelles que dans le cadre d'une collaboration structurelle à long terme.

2. Commerce de gros en matériaux pour votre atelier orthopédique


- Coutils, doublures, élastiques, sangles de serrage, élastiques à border, baleines, auto-grippants, boucles, passants, lacets, ciseaux, etc.
- Bande en acier, matières plastiques, mousses, carbone, matières de rembourrage, papiers transfert, tissus de lamination, etc.

3. Fabricant de tissus pour corsets

BMC est le dernier fabricant de tissus pour corsets au Benelux et l'un des derniers en Europe. Depuis la reprise de notre ancien fabricant en 2024, nous avons repris nous-mêmes ce savoir-faire hautement spécialisé. Grâce à une production locale, nous combinons une qualité constante de haut niveau avec des délais de livraison courts et une expertise technique approfondie.

Nos tissus sont utilisés par des entreprises orthopédiques et des bandagistes, des fabricants de corseterie et de lingerie, des maisons de mode ainsi que des ateliers de costumes pour le théâtre et l'opéra. À leur intention, nous avons développé trois types de tissus :

- Coutil : 100% coton; 360 gr/m²; disponible en crème, chair, noir et gris
- Doublure : 100% coton; 260 gr/m²; disponible en crème, chair, noir et gris
- Broché Point : 95% coton 5% viscose; 360 gr/m²; disponible en crème, chair, noir et blanc (le Broché est également appelé 'jacquard'; il s'agit d'un tissu dont le motif est directement tissé dans la matière).



Avantages

Produits de qualité

Grâce à une relation personnalisée avec nos clients, au suivi des innovations et des nouveaux développements nous pouvons offrir les meilleurs produits.

Une gamme intégrée de produits et de services

En plus un stock étendu, BMC dispose d'ateliers dans lesquels nous produisons des articles sur mesure ou en série. De ce fait BMC dispose d'une gamme intégrée de produits orthopédiques et de services.

Service rapide

Grâce à notre stock étendu et à nos collaborateurs orientés clients, nous pouvons vous offrir un service rapide et qualitatif.



BMC et Dirame Ortho : une collaboration pour le secteur orthopédique

Dirame Ortho a récemment acquis une participation dans **BMC**. Les deux sociétés sont actives depuis longtemps sur le marché de l'orthopédie, tant en Belgique qu'en Europe. Elles ont des activités complémentaires et offrent une gamme complète de services et de produits aux entreprises d'orthopédie et aux bandagistes.

Depuis plus de 40 ans, **Dirame Ortho** est l'un des principaux distributeurs d'orthèses et de bandages préfabriqués, de composants pour l'orthopédie technique ainsi que de chaussures thérapeutiques et de confort.

Dirame Ortho N.V., Legeweg 157 A, B-8020 Oostkamp
T +32 (0)2 582 82 50 E info@dirame.com www.dirame.com